



โรงพยาบาลทองแสนขัน
THONGSAENKHAN HOSPITAL

HS4 3-22.6

มีระบบการทำน้ำบริสุทธิ์ที่ได้มาตรฐาน (Water Treatment System) เช่น Reverse Osmosis, Deionizer) พร้อมเกณฑ์การทำความสะอาดระบบน้ำและควบคุมคุณภาพของน้ำบริสุทธิ์อยู่ตลอดเวลา

ตารางการปฏิบัติงานเจ้าหน้าที่ดูแลน้ำประปา

เวลา	การปฏิบัติงานประจำวัน
08.30 – 10.30 น.	<ul style="list-style-type: none">- ตรวจสอบความสะอาดบริเวณที่ตั้งระบบประปา- เต็มคลอรีน สารส้ม- ชัดล้างทำความสะอาดประปา- ตรวจสอบคลอรีนตกค้าง พร้อมบันทึกผล- บันทึกข้อมูลปริมาณการสูบน้ำ- บันทึกปริมาณน้ำที่เข้าระบบประปา
10.31 – 12.00 น.	<ul style="list-style-type: none">- ตรวจสอบสภาพสายไฟฟ้าอุปกรณ์ภายในตู้ควบคุมไฟฟ้า- ตรวจสอบมอเตอร์ปั๊มสูบน้ำดิบ- ตรวจสอบมอเตอร์สูบน้ำขึ้นหอสูง- ตรวจสอบมอเตอร์ผสมคลอรีน- ตรวจสอบระบบลูกลอยไฟฟ้า
13.00– 16.30 น.	<ul style="list-style-type: none">- บันทึกปริมาณน้ำเข้า (ลบม.)- บันทึกปริมาณไฟฟ้า (กิโลวัตต์)
ทุกอาทิตย์	<ul style="list-style-type: none">- ตรวจสอบระบบท่อส่งน้ำ- ทำความสะอาดชั้นหน้าทราย- ตรวจสอบปริมาณน้ำ บ่อน้ำใสและหอถังสูง
ทุก 1 เดือน	<ul style="list-style-type: none">- ทำความสะอาดถังกรองสนิมเหล็ก- ตรวจสอบการทำงานของเครื่องสูบน้ำ- กำจัดวัชพืช
ทุก 3 เดือน	<ul style="list-style-type: none">- เปลี่ยนหน้าทรายกรอง/ทำความสะอาดถังน้ำใส*สรุปรายการตรวจและดูแลระบบน้ำประปา
ทุก 6 เดือน	<ul style="list-style-type: none">- ทำความสะอาดตู้คอนโทรล- เปลี่ยนท่อระบบสูบของปั๊มสเมิร์ฟหน้าบาดาลใต้ดิน
ทุก 1-2 ปี	<ul style="list-style-type: none">- ล้างทำความสะอาดหอถังสูง/เปลี่ยนสายไฟฟ้าของปั๊มสเมิร์ฟ- เปลี่ยนหัวกะโหลกของระบบสูบน้ำขึ้นหอสูง- เปลี่ยนอุปกรณ์คอนโทรลทั้งหมด